

# Mezoterapia bezigłowa

## ZL-S1219

Potrójne działanie mezoterapii bezigłowej polegające na oczyszczaniu, złuszczeniu i nawilżeniu. Opiera się na 3-stopniowym działaniu łączącym terapię światła fotonowego, termoterapię i jonoforezę z masażem wibracyjnym 4w1. Światło czerwone oraz podgrzanie komórek skóry otwiera rozszerzone pory, masaż wibracyjny w połączeniu ze środkami pielęgnacyjnymi dogłębnie oczyszcza skórę, jonizacja ułatwia wprowadzanie składników aktywnych w głąb skóry, a zastosowanie fototerapii stymuluje i rewitalizuje komórki skóry, przyspiesza metabolizm i zwiększa jej ujędrnienie.

- Terapia światłem fotonowym
- Lusterko
- 6 lamp LED
- Termoterapia
- Masaż wibracyjny
- Ultradźwięki
- Jonoforeza
- Podstawka
- Zasilanie 4x AAA

### W zestawie:

- Podstawka
- Pokrowiec



### Demakijaż



1. Nałóż bawełniany wacik na metalową głowicę masującą i zabezpiecz go nakładką ochronną.



2. Nałóż płyn do demakijażu na wacik i skórę twarzy.



3. Uruchoom urządzenie, wybierając tryb „Głębokie Oczyszczanie”.



4. Delikatnie masuj skórę twarzy przez 3 do 5 minut, aby zmyć makijaż.



5. Aby przerwać kurację, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Zdejmij wacik i wyczyść urządzenie. Następnie, przemyj twarz wodą lub płynem micelarnym.

# Mezoterapia bezigłowa

## ZL-S1219

Potrójne działanie mezoterapii bezigłowej polegające na oczyszczaniu, złuszczeniu i nawilżeniu. Opiera się na 3-stopniowym działaniu łączącym terapię światła fotonowego, termoterapię i jonoforezę z masażem wibracyjnym 4w1. Światło czerwone oraz podgrzanie komórek skóry otwiera rozszerzone pory, masaż wibracyjny w połączeniu ze środkami pielęgnacyjnymi dogłębnie oczyszcza skórę, jonizacja ułatwia wprowadzanie składników aktywnych w głąb skóry, a zastosowanie fototerapii stymuluje i rewitalizuje komórki skóry, przyspiesza metabolizm i zwiększa jej ujędrnienie.

### Peeling twarzy



1. Nałóż bawełniany wacik na metalową głowicę masującą zabezpiecz go nakładką ochronną. Następnie nałóż peeling na zwilżoną skórę twarzy oraz na metalową głowicę masującą.



2. Uruchom urządzenie, wybierając tryb „Głębokie Oczyszczanie”.



3. Delikatnie masuj skórę twarzy, zmiękczając sebum.



4. Aby przerwać kurację, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Zdejmij wacik i wyczyść urządzenie. Następnie, przemyj twarzą wodą lub płynem micelarnym

### Kuracja przeciwtrądzikowa



1. Na starannie wymytą cerę oraz metalową głowicę masującą, nałóż odpowiedni preparat pielęgnujący do skóry trądzikowej np. krem lub serum.



2. Wybierz tryb „Kuracja Przeciwtrądzikowa”.



3. Delikatnie masuj skórę twarzy przez 1-2 min.



4. Po kuracji światłem niebieskim, zaleca się kurację światłem zielonym, w celu przywrócenia prawidłowej równowagi wydzielania sebum (3-5min.).



5. Aby przerwać kurację, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Wyczyść urządzenie.

### Wielofunkcyjna pielęgnacja skóry

To kombinacja trybów 1, 2, i 3. Idealny sposób na szybką, poranną pielęgnację skóry przed wyjściem do pracy.



1. Nałóż krem pielęgnujący na starannie wytartą skórę twarzy oraz na metalową głowicę masującą.



2. Wybierz tryb „Wielofunkcyjna Pielęgnacja Skóry”.



3. Delikatnie masuj skórę twarzy przez 3 do 5 minut, aby wprowadzić składniki aktywne w głąb skóry.



4. Aby przerwać kurację, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Wyczyść urządzenie, a następnie nałóż nakładkę ochronną.

# Mezoterapia bezigłowa

ZL-S1219

Potrójne działanie mezoterapii bezigłowej polegające na oczyszczaniu, złuszczeniu i nawilżeniu. Opiera się na 3-stopniowym działaniu łączącym terapię światła fotonowego, termoterapię i jonoforezę z masażem wibracyjnym 4w1. Światło czerwone oraz podgrzanie komórek skóry otwiera rozszerzone pory, masaż wibracyjny w połączeniu ze środkami pielęgnacyjnymi dogłębnie oczyszcza skórę, jonizacja ułatwia wprowadzanie składników aktywnych w głąb skóry, a zastosowanie fototerapii stymuluje i rewitalizuje komórki skóry, przyspiesza metabolizm i zwiększa jej ujędrnienie.

## Wybielanie skóry (lotionem wybielającym)



1. Nałóż bawełniany wacik na metalową głowicę masującą i zabezpiecz go nakładką ochronną.



2. Nałóż lotion o działaniu wybielającym na wacik i skórę twarzy.



3. Wybierz tryb „Wybielanie Skóry”.



4. Delikatnie masuj skórę twarzy przez 3 do 5 minut, aby wprowadzić składniki aktywne w głąb skóry.



5. Aby przerwać kurację, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Zdejmij wacik i wyczyść urządzenie. Następnie, wyczyść nakładkę ochronną.

## Wybielanie skóry (kremem wybielającym)



1. Nałóż krem wybielający na starannie wytartą skórę twarzy oraz na metalową głowicę masującą.



2. Wybierz tryb „Wybielanie Skóry”.



3. Delikatnie masuj skórę twarzy przez 3 do 5 minut, aby wprowadzić krem w głąb skóry.



4. Aby przerwać kurację, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Wyczyść urządzenie, a następnie nałóż nakładkę ochronną.

## Skóra fotowrażliwa



1. Nałóż krem pielęgnujący na starannie wytartą skórę twarzy oraz na metalową głowicę masującą.



2. Wybierz tryb „Skóra Fotowrażliwa”.



3. Delikatnie masuj skórę twarzy przez 3 do 5 minut, aby wprowadzić składniki aktywne w głąb skóry.



4. Aby przerwać kurację, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Wyczyść urządzenie, a następnie nałóż nakładkę ochronną.