

Multifunctional beauty device

B-Flash

Zmęczona i ziemista cera. Pierwsze oznaki starzenia, drobne zmarszczki, nierówny koloryt. Jeśli i Ciebie dotyczą te problemy - postaw na B-Flash! To małe urządzenie jest bezinwazyjną alternatywą klasycznego liftingu, które ujędźni cerę, poprawi owal twarzy oraz wprowadzi substancje aktywne głęboko w struktury skóry optymalnie ją nawilżając. Zrelaksuj swoją skórę poddając ją mikromasażowi ultradźwiękowemu. Pobudzi to krążenie oraz metabolizm wewnątrzkomórkowy. Mikroprądy EMS stymulują mięśnie do regeneracji, spłycając zmarszczki, napinając oraz ujędźniając skórę. Zanim jednak włączona zostanie funkcja odmładzania, trzeba dogłębnie oczyścić cerę w tym celu B-Flash ma dołączone do zestawu płatki kosmetyczne, które usuną pozostałości po makijażu oraz innych zabrudzeniach dnia codziennego. Lifting bez pomocy skalpela? B-Flash i masz! Małe urządzenie wielki efekt!



- Mikroprądy EMS
- Terapia światłem fotonowym
- Jonoforeza
- Ultradźwięki
- Zasilanie akumulatorowe

W zestawie:

- Urządzenie z podstawką
- Kabel USB
- 30 płatków kosmetycznych
- Nakładka
- Zatyczka



Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu należy zrobić demakijaż twarzy i dokładnie ją oczyścić z resztek makijażu. Rekomendujemy w tym celu użycie szczoteczki sonicznej Beautifly. Tylko właściwie przygotowana skóra jest w stanie przyjąć składniki odżywcze z preparatów kosmetycznych.

Tryb: Clean - Głębokie oczyszczenie/ demakijaż

- Krok 1: Zamocuj bawełniany płatek na urządzeniu i nałóż na niego płyn lub olejek do demakijażu.
- Krok 2: Włącz urządzenie naciskając przycisk on/off by wybrać tryb Clean. Urządzenie zacznie emitować zielone światło LED i ultradźwięki.
- Krok 3: Umieść urządzenie równoległe na policzku, wykonuj koliste ruchy od zewnątrz do środka twarzy, z dołu do góry, oczyszczając całą twarz (powtórz trzy razy).

Tryb: Ion- - Import jonów

- Krok 1: Naciśnij przycisk on/off, by wybrać tryb Ion-.
- Krok 2: Urządzenie zacznie emitować negatywne jony i czerwone światło LED.
- Krok 3: Nałóż toner równomiernie na całą twarz i umieść urządzenie równoległe na policzku, delikatnie masuj twarz kolistymi ruchami od środka na zewnątrz. Efekty: Import niezbędnych składników aktywnych poprzez światło LED do otwartych porów. W ten sposób przyspiesza się wchłanianie składników aktywnych i rozjaśnia się cera.

Tryb: EMS - lifting

- Krok 1: Naciśnij przycisk on/off, by wybrać tryb EMS.
- Krok 2: Urządzenie zacznie emitować niebieskie światło LED.
- Krok 3: Nałóż serum równomiernie na całą twarz. Przesuwaj urządzenie od środka na zewnątrz, przemieszczając się od dołu twarzy do góry. Efekty: Uniesiona i napięta skóra, redukcja zmarszczek.