

Peeling kawitacyjny BJ-1610

Piękna i promienna cera bez zanieczyszczeń? Dzięki peelingowi kawitacyjnemu marki Beautifly to już nie tylko marzenie! Idealny dla posiadaczek deliktniej, wrażliwej czy naczynkowej cery, które nie mogą pozwolić sobie na bardziej inwazyjne metody peelingujące. Urządzenie złuszcza i oczyszcza skórę pozostawiając ją jaśniejszą, elastyczną i zdrową. Działa poprzez wykorzystanie zjawiska kawitacji, zmiany stanu cząsteczek cieczy, które eksplodują pod wpływem masażu ultradźwiękowego wybijając brud, uwalniając skórę od zanieczyszczeń i rogowej warstwy naskórka.



- Mikroprądy EMS
- Terapia światłem fotonowym
- 5 trybów pracy
- Kawitacja
- Jonoforeza
- Ultradźwięki
- Zasilanie akumulatorowe
- Podstawka do ładowania w pionie

W zestawie:

- Kabel z podstawką do ładowania
- Zatyczka na łopatkę

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu należy zrobić demakijaż twarzy i dokładnie ją oczyścić z resztek makijażu. Rekomendujemy w tym celu użycie szczoteczki sonicznej Beautifly. Następnie należy zwilżyć twarz, za pomocą bawełnianego wacika. Podczas wykonywania zabiegu skóra cały czas musi pozostać wilgotna, dlatego czynność tę trzeba powtarzać tak często, jak to konieczne.

Tryb: Złuszczenie naskórka za pomocą ultradźwięków (Ultradźwięki + Jonizacja+).

- Krok 1: Przed rozpoczęciem zabiegu, oczyść i zwilż skórę twarzy.
- Krok 2: Włącz urządzenie i uruchom tryb Ultradźwięki + Jonizacja+.
- Krok 3: Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni.
- Krok 4: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.
- Krok 5: Przemyj twarz wodą.

Tryb: Jonizacja ujemna- wprowadzenie substancji odżywczych (Ultradźwięki + Jonizacja-).

- Krok 1: Po oczyszczeniu skóry twarzy, nałóż na nią produkt pielęgnacyjny (krem, serum, ampułka, żel).
- Krok 2: Włącz urządzenie i naciśnij Włącznik/ Wyłącznik jeden raz, aby uruchomić tryb Ultradźwięki + Jonizacja-.
- Krok 3: Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni.
- Krok 4: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

Tryb: EMS (Ultradźwięki + Prądy EMS).

- Krok 1: Po pielęgnacji skóry twarzy, włącz urządzenie i naciśnij Włącznik/ Wyłącznik dwa razy, aby uruchomić tryb Ultradźwięki + EMS/ słabe (do wyboru dwa poziomy pracy).
- Krok 2: Aby poprawić elastyczność skóry przesuwaj szpatułką, wykonując ruchy od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni.
- Krok 3: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.
- Krok 4: Po zakończeniu pracy urządzenia należy przetrzeć je bawełnianą wilgotną ściereczką.