

Peeling kawitacyjny

ZL-1569



- Kawitacja
- Roll do masażu
- Mikroprądy EMS
- Wyświetlacz LCD
- Jonoforeza
- Ultradźwięki
- Pokrowiec do przechowywania
- Zasilanie akumulatorowe

W zestawie:

- Pokrowiec
- Zatyczki na oba końce
- Zasilacz

Piękna i promienna cera bez zanieczyszczeń? Dzięki peelingowi kawitacyjnemu marki Beautifly to już nie tylko marzenie! Idealny dla posiadaczek deliktarnej, wrażliwej czy naczynkowej cery, które nie mogą pozwolić sobie na bardziej inwazyjne metody peelingujące. Urządzenie złuszcza i oczyszcza skórę pozostawiając ją jaśniejszą, elastyczną i zdrową. Działa poprzez wykorzystanie zjawiska kawitacji, zmiany stanu cząsteczek cieczy, które eksplodują pod wpływem masażu ultradźwiękowego wybijając brud, uwalniając skórę od zanieczyszczeń i rogowej warstwy naskórka.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu należy zrobić demakijaż twarzy i dokładnie ją oczyścić z resztek makijażu. Rekomendujemy w tym celu użycie szczoteczki sonicznej Beautifly. Następnie należy zwilżyć twarz, za pomocą bawełnianego wacika. Podczas wykonywania zabiegu skóra cały czas musi pozostać wilgotna, dlatego czynność tę trzeba powtarzać tak często, jak to konieczne.

Tryb: Jonizacja + oczyszczanie i ultradźwięki

- Krok 1: Przed rozpoczęciem zabiegu, oczyść i zwilż skórę twarzy.
- Krok 2: Włącz urządzenie przytrzymując przycisk włączenia by wybrać odpowiedni tryb pracy.
- Krok 3: Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni.
- Krok 4: Przemyj twarz wodą.

Tryb: Jonizacja - włączanie substancji + prądy galwaniczne EMS

- Krok 1: Po oczyszczeniu skóry twarzy, nałóż na nią produkt pielęgnacyjny (krem, serum, ampułka, żel).
- Krok 2: Włącz urządzenie przytrzymując przycisk włączenia by wybrać odpowiedni tryb pracy.
- Krok 3: Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni. Dzięki temu dogłębnie wprowadzisz kosmetyk.

Tryb: Masaż twarzy z funkcją EMS

- Krok 1: Po pielęgnacji skóry twarzy, włącz urządzenie przytrzymując przycisk włączenia by wybrać odpowiedni tryb pracy.
- Krok 2: Aby poprawić elastyczność skóry przesuwaj drugą stroną urządzenia czyli rollką do masażu, wykonując ruchy od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy.
- Krok 3: Po zakończeniu pracy urządzenia należy przetrzeć je bawełnianą wilgotną ściereczką.
- Krok 4: Proponowany czas zabiegu to 10 minut.

