

BEAUTIFLY

IllumiEyes Therapy

Blush

series




Eye massager
Masażer okolic oczu

Instrukcja obsługi
User manual


[/beautifly.eu](https://www.facebook.com/beautifly.eu) [@beautifly.eu](https://www.instagram.com/beautifly.eu) [beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)

[/beautiflyeu](https://www.youtube.com/channel/UC...) [@beautifly.eu](https://www.tiktok.com/@beautifly.eu)

f1



f2



f3

Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem: www.beautifly.eu/do-pobrania

More information about the product is available on the manufacturer's website at: www.beautifly.eu/do-pobrania



Rozmiar:	139,6* 53,5*37mm
Waga:	42g
Częstotliwość:	0,5 V
Napięcie ładowania:	5V
Prąd ładowania:	120mA
Maksymalny prąd roboczy:	120mA
Częstotliwość EMS:	60-1 kHz

Zestaw zawiera: [patrz strona 2, f1]

1. Urządzenie do masażu okolic oczu EMS
2. Kabel USB
3. Instrukcja obsługi
4. Ściereczka do czyszczenia

Opis części urządzenia: [patrz strona 2, f2]

1. Przycisk wł./wył. /przełączanie trybu pracy
2. Przycisk zmiany intensywności

Przed użyciem

Sprawdź baterię, naciskając długo przycisk włączania/wyłączania, jeśli urządzenie nie włączy się, podłącz kabel USB do ładowania.

Jak używać?

Przycisk ON-OFF/przełącznik trybu

Włączanie: naciśnij długo przycisk ON/OFF przez 2 sekundy.

Wyłączanie: naciśnij długo przycisk ON/OFF przez 2 sekundy.

Przełączanie trybu: kliknij przycisk włączania, aby przejść do trybu pierwszego. Kliknij przycisk ponownie aby przejść do trybu drugiego. Kolejne przyciśnięcie włącza tryb pierwszy (domyślny).

1. Włącz urządzenie i nałóż tak jak okulary, pierwszy tryb pracy to długie czerwone światło EMS - fala ciągła. Naciśnij przycisk ponownie, aby przełączyć tryb pracy na tryb fali pulsacyjnej.
2. W stanie roboczym obowiązuje limit czasu 10 sekund. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.
3. Ładowanie: urządzenie ładuje się przez podłączenie za pomocą kabla USB, podczas ładowania świeci się czerwone światło. Po pełnym naładowaniu światło świeci na zielono.

Praca trybu fali ciągłej trwa 10 minut po tym czasie urządzenie wyłączy się.

Praca trybu fali pulsacyjnej trwa 10 minut po tym czasie urządzenie wyłączy się.

Środki ostrożności

- To normalne, że podczas korzystania z urządzenia występuje lekkie uczucie szczypania, intensywność zależy od wilgotności skóry, im większa wilgotność, tym silniejsze odczucie.
- Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi.
- Nie korzystaj z urządzenia w przypadku osób z ostrymi, przewlekłymi chorobami, gorączką, chorobami serca, w ciąży, po operacji twarzy, z wysypką skórą, chorobami krwi, podczas menstruacji, dla osób z rozrusznikami serca, z aparatem ortodontycznym.
- Nie używaj urządzenia wokół uszkodzonej skóry, jamy ustnej i intymnych części ciała.
- Chronić urządzenie przed uderzeniami.
- Trzymaj urządzenie z dala od kurzu, drgań, miejsc z wysoką lub zbyt niską temperaturą.
- Jeśli opakowanie jest uszkodzone, przed użyciem upewnij się, czy urządzenie działa poprawnie.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku awarii nie próbuj samodzielnie rozbierać urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, nie trzymaj go pod strumieniem wody
- urządzenie nie jest wodoodporne.
- Używaj tylko dostarczonego z produktem kabla USB.

Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.
- Trzymaj z dala od wysokich temperatur.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Czyszczenie

- Przetrzyj wilgotną szmatką.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie - nie jest wodoodporne.

Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem: [patrz strona 2, f3]

Size:	139.6*53.5*37mm
Weight:	42g
Frequency:	0.5V
Charging voltage:	5V
Charging current:	120mA
Maximum operating current:	120mA
EMS frequency:	60-1 kHz

Set includes: [see page 2, f1]

1. EMS eye massage device
2. USB cable
3. User manual
4. Cleaning cloth

Device parts description: [see page 2, f2]

1. On/Off button /switching operating mode
2. Intensity change button

Before use

Check the battery by long pressing the on/off button, if the device does not turn on, connect the USB charging cable.

How to use?

ON-OFF button/mode switch

Power on: Long press the ON/OFF button for 2 seconds.

Power off: long press the ON/OFF button for 2 seconds.

Mode switching: Click the power button to switch to the first mode. Click the button again to go to the second mode. Another press activates the first (default) mode.

1. Turn on the device and put on **like glasses**, the first working mode is EMS long red light - continuous wave. Press the button again to switch to pulse wave mode.
2. There is a time limit of 10 seconds in the working state. If no operation is performed within 10 seconds, the device will automatically turn off.
3. Charging: The device is charging by connecting with a USB cable, the red light is on when charging. When fully charged, the light shines on green.

The operation of the continuous wave mode lasts 10 minutes after this time, the device will turn off.

Pulse wave operation lasts 10 minutes after this time, the device will turn off.

Precautions

- It is normal that there is a slight tingling sensation when using the device, the intensity depends on the moisture of the skin, the higher the humidity, the stronger the feeling.
- Do not use this device for purposes other than those specified in the user manual.
- Do not use the device for people with acute, chronic diseases, fever, heart disease, pregnancy, facial surgery, skin rash, blood diseases, menstruation, people with pacemakers, orthodontic appliances.
- Do not use the device around damaged skin, mouth or private parts of the body.
- Protect the device from impacts.
- Keep the device away from dust, vibration, hot or too cold places.
- If the packaging is damaged, make sure that the device is working properly before use.
- Keep the device out of the reach of children.
- In case of failure, do not try to disassemble the device yourself.
- Do not submerge the device in water, do not hold it under a stream of water - the device is not waterproof.
- Use only the USB cable supplied with the product.

Storage

- Store the device in a dry and clean place.
- Keep away from high temperatures.
- Keep out of reach of children.

Cleaning

- Wipe with a damp cloth.
- Do not submerge the device in water - it is not waterproof.

More information about the product is available on the manufacturer's website at: [see page 2, f3]

Größe:	139,6*53,5*37mm
Waage:	42g
Frequenz:	0,5V
Ladespannung:	5V
Ladestrom:	120mA
Maximaler Arbeitsstrom:	120mA
EMS-Frequenz:	60-1 kHz

Das Set enthält: [siehe Seite 2, f1]

1. EMS-Augenpartie-Massagegerät
2. USB-Kabel
3. Benutzerhandbuch
4. Reinigungstuch

Beschreibung der Geräteteile: [siehe Seite 2, f2]

1. Ein/Aus-Taste /Umschaltung der Betriebsart
2. Taste zum Ändern der Intensität

Vor Gebrauch

Überprüfen Sie den Akku, indem Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste drücken. Wenn sich das Gerät nicht einschaltet, schließen Sie das USB-Ladekabel an.

Wie benutzt man?

EIN-AUS-Taste/Modusschalter

Einschalten: Halten Sie die EIN/AUS-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Ausschalten: Halten Sie die EIN/AUS-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Modusumschaltung: Klicken Sie auf den Netzschalter, um in den ersten Modus zu wechseln. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um zum zweiten Modus zu wechseln. Ein weiterer Druck aktiviert den ersten (Standard-)Modus.

1. Schalten Sie das Gerät ein und setzen Sie es wie eine Brille auf. Der erste Arbeitsmodus ist EMS langes rotes Licht – Dauerwelle. Drücken Sie die Taste erneut, um in den Pulswellenmodus zu wechseln.
2. Im Arbeitszustand gilt eine Zeitbegrenzung von 10 Sekunden. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
3. Laden: Das Gerät wird durch Anschließen an ein USB-Kabel aufgeladen. Beim Laden leuchtet das rote Licht. Bei voller Ladung leuchtet das Licht grün.

Der Betrieb im Dauerstrichmodus dauert 10 Minuten, nach dieser Zeit schaltet sich das Gerät aus.

Der Pulswellenbetrieb dauert 10 Minuten, danach schaltet sich das Gerät aus.

Vorsichtsmaßnahmen

- Es ist normal, dass bei der Verwendung des Geräts ein leichtes Kribbeln auftritt. Die Intensität hängt von der Feuchtigkeit der Haut ab. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto stärker ist das Gefühl.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht für andere als die in der Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Personen mit akuten oder chronischen Erkrankungen, Fieber, Herzerkrankungen, Schwangerschaft, Gesichtsoptionen, Hautausschlägen, Blutkrankheiten, Menstruation, Personen mit Herzschrittmachern oder kieferorthopädischen Geräten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von beschädigter Haut, Mund oder intimen Körperteilen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen.
- Halten Sie das Gerät von Staub, Vibrationen sowie heißen oder zu kalten Orten fern.
- Wenn die Verpackung beschädigt ist, stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Versuchen Sie im Fehlerfall nicht, das Gerät selbst zu zerlegen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und halten Sie es nicht unter einen Wasserstrahl – das Gerät ist nicht wasserdicht.
- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Produkt gelieferte USB-Kabel.

Lagerung

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und sauberen Ort auf.
- Von hohen Temperaturen fernhalten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Reinigung

- Mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser – es ist nicht wasserdicht.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter: [siehe Seite 2, f3]

Tamaño:	139,6*53,5*37mm
Libra:	42g
Frecuencia:	0.5V
Voltaje de carga:	5V
Corriente de carga:	120mA
Corriente máxima de trabajo:	120mA
Frecuencia del ccsme:	60-1kHz

El juego incluye: [ver página 2, f1]

1. Dispositivo de masaje para el área de los ojos EMS
- 2 cable USB
3. Manual de usuario
4. Paño de limpieza

Descripción de las piezas del dispositivo: [consulte la página 2, f2]

1. Botón de encendido/apagado /cambio de modo de funcionamiento
2. Botón de cambio de intensidad

Antes de usar

Verifique la batería presionando prolongadamente el botón de encendido/apagado, si el dispositivo no enciende, conecte el cable de carga USB.

¿Cómo utilizar?

Botón ON-OFF/interruptor de modo

Encendido: mantenga presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos.

Apagado: mantenga presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos.

Cambio de modo: haga clic en el botón de encendido para cambiar al primer modo. Haga clic en el botón de nuevo para ir al segundo modo.

Otra pulsación activa el primer modo (predeterminado).

1. Encienda el dispositivo y colóquese como anteojos, el primer modo de funcionamiento es la luz roja larga EMS: onda continua. Presione el botón nuevamente para cambiar al modo de onda de pulso.
2. Hay un límite de tiempo de 10 segundos en el estado de funcionamiento. Si no se realiza ninguna operación en 10 segundos, el dispositivo se apagará automáticamente.
3. Cargando: El dispositivo se está cargando mediante la conexión con un cable USB, la luz roja está encendida durante la carga. Cuando está completamente cargada, la luz se vuelve verde.

El funcionamiento del modo de onda continua dura 10 minutos, luego de lo cual el dispositivo se apagará.

La operación de onda de pulso dura 10 minutos, después de lo cual el dispositivo se apagará.

Precauciones

- Es normal que haya una ligera sensación de hormigueo al usar el dispositivo, la intensidad depende de la humedad de la piel, cuanto mayor sea la humedad, más fuerte será la sensación.
- No utilice este dispositivo para fines distintos a los especificados en el manual del usuario.
- No use el dispositivo para personas con enfermedades agudas, crónicas, fiebre, enfermedades cardíacas, embarazo, cirugía facial, erupciones en la piel, enfermedades de la sangre, menstruación, personas con marcapasos, aparatos de ortodoncia.
- No utilice el dispositivo alrededor de la piel, la boca o las partes íntimas del cuerpo dañadas.
- Proteja el dispositivo de impactos.
- Mantenga el dispositivo alejado del polvo, vibraciones, lugares calientes o demasiado fríos.
- Si el embalaje está dañado, asegúrese de que el dispositivo funciona correctamente antes de usarlo.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- En caso de avería, no intente desmontar el dispositivo usted mismo.
- No sumerja el dispositivo en agua, no lo sujete bajo un chorro de agua; el dispositivo no es resistente al agua.
- Utilice únicamente el cable USB suministrado con el producto.

Almacenamiento

- Guarde el dispositivo en un lugar seco y limpio.
- Mantener alejado de altas temperaturas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Limpieza

- Limpiar con un paño húmedo.
- No sumerja el dispositivo en agua, no es resistente al agua.

Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en: [ver página 2, f3]

Tamanho:	139,6*53,5*37mm
Libra:	42g
Frequência:	0,5V
Tensão de carregamento:	5V
Corrente de carga:	120mA
Corrente máxima de trabalho:	120mA
frequência EMS:	60-1 kHz

O conjunto inclui: [ver página 2, f1]

1. Dispositivo EMS para massagem na área dos olhos
2. Cabo USB
3. Manual do usuário
4. Pano de limpeza

Descrição das peças do dispositivo: [consulte a página 2, f2]

1. Botão liga/desliga /mudança de modo de operação
2. Botão de mudança de intensidade

Antes de usar

Verifique a bateria pressionando longamente o botão liga/desliga, se o dispositivo não ligar, conecte o cabo de carregamento USB.

Como usar?

Botão ON-OFF/interruptor de modo

Ligar: pressione e segure o botão ON/OFF por 2 segundos.

Desligar: pressione e segure o botão ON/OFF por 2 segundos.

Mudança de modo: Clique no botão liga/desliga para alternar para o primeiro modo. Clique no botão novamente para ir para o segundo modo. Outra pressão ativa o primeiro modo (padrão).

1. Ligue o dispositivo e coloque como óculos, o primeiro modo de trabalho é EMS luz vermelha longa - onda contínua. Pressione o botão novamente para alternar para o modo de onda de pulso.
2. Há um limite de tempo de 10 segundos no estado de trabalho. Se nenhuma operação for realizada em 10 segundos, o dispositivo será desligado automaticamente.
3. Carregamento: O dispositivo está carregando conectando-se com um cabo USB, a luz vermelha acende durante o carregamento. Quando totalmente carregado, a luz fica verde.

A operação do modo de onda contínua dura 10 minutos, após esse tempo o dispositivo será desligado.

A operação da onda de pulso dura 10 minutos, após o que o dispositivo será desligado.

Precauções

- É normal que haja uma leve sensação de formigamento ao usar o aparelho, a intensidade depende da umidade da pele, quanto maior a umidade, mais forte a sensação.
- Não use este dispositivo para fins diferentes dos especificados no manual do usuário.
- Não use o aparelho em pessoas com doenças agudas e crônicas, febre, doenças cardíacas, gravidez, cirurgia facial, erupções cutâneas, doenças sanguíneas, menstruação, pessoas com marcapassos, aparelhos ortodônticos.
- Não use o dispositivo perto de pele danificada, boca ou partes íntimas do corpo.
- Proteja o aparelho de impactos.
- Mantenha o aparelho longe de poeira, vibração, locais quentes ou muito frios.
- Se a embalagem estiver danificada, certifique-se de que o dispositivo esteja funcionando corretamente antes de usá-lo.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Em caso de falha, não tente desmontar o dispositivo sozinho.
- Não mergulhe o aparelho em água, não o coloque debaixo de uma corrente de água - o aparelho não é à prova de água.
- Use apenas o cabo USB fornecido com o produto.

Armazenar

- Guarde o aparelho em local seco e limpo.
- Mantenha longe de altas temperaturas.
- Mantenha fora do alcance de crianças.

Limpeza

- Limpe com um pano úmido.
- Não mergulhe o dispositivo em água - não é à prova d'água.

Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em: [ver página 2, f3]

Taille:	139.6*53.5*37mm
Balance:	42g
Fréquence:	0.5V
Tension de charge :	5V
Courant de charge:	120mA
Courant de travail maximal :	120mA
Fréquence EMS :	60-1kHz

L'ensemble comprend : [voir page 2, f1]

1. Appareil de massage de la zone des yeux EMS
2. Câble USB
3. Manuel d'utilisation
4. Chiffon de nettoyage

Description des pièces de l'appareil : [voir page 2, f2]

1. Bouton Marche/Arrêt /changement de mode de fonctionnement
2. Bouton de changement d'intensité

Avant utilisation

Vérifiez la batterie en appuyant longuement sur le bouton marche/arrêt, si l'appareil ne s'allume pas, connectez le câble de charge USB.

Comment utiliser?

Bouton marche-arrêt/commutateur de mode

Mise sous tension : appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.

Mise hors tension : appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes.

Commutation de mode : cliquez sur le bouton d'alimentation pour passer au premier mode. Cliquez à nouveau sur le bouton pour passer au deuxième mode. Une autre pression active le premier mode (par défaut).

1. Allumez l'appareil et mettez-le comme des lunettes, le premier mode de fonctionnement est la longue lumière rouge EMS - onde continue. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer en mode onde pulsée.
2. Il y a un délai de 10 secondes en état de fonctionnement. Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement.
3. Charge : l'appareil se charge en se connectant avec un câble USB, le voyant rouge est allumé lors de la charge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant devient vert.

Le fonctionnement du mode onde continue dure 10 minutes, passé ce délai l'appareil s'éteindra.

Le fonctionnement par onde pulsée dure 10 minutes, après quoi l'appareil s'éteint.

Précautions

- Il est normal qu'il y ait une légère sensation de picotement lors de l'utilisation de l'appareil, l'intensité dépend de l'humidité de la peau, plus l'humidité est élevée, plus la sensation est forte.
- N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles spécifiées dans le manuel d'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil pour les personnes souffrant de maladies aiguës, chroniques, de fièvre, de maladies cardiaques, de grossesse, de chirurgie faciale, d'éruptions cutanées, de maladies du sang, de menstruations, de personnes portant un stimulateur cardiaque, d'appareils orthodontiques.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une peau, d'une bouche ou de parties intimes du corps endommagées.
- Protégez l'appareil des chocs.
- Tenez l'appareil éloigné de la poussière, des vibrations, des endroits chauds ou trop froids.
- Si l'emballage est endommagé, assurez-vous que l'appareil fonctionne correctement avant utilisation.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- En cas de panne, n'essayez pas de démonter l'appareil vous-même.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau, ne le tenez pas sous un jet d'eau - l'appareil n'est pas étanche.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni avec le produit.

Stockage

- Rangez l'appareil dans un endroit sec et propre.
- Tenir à l'écart des températures élevées.
- Tenir hors de portée des enfants.

Nettoyage

- Essuyez avec un chiffon humide.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau - il n'est pas étanche.

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur le site Web du fabricant à l'adresse : [voir page 2, f3]

Misurare:	139,6*53,5*37 mm
Libra:	42 g
Frequenza:	0,5 V
Tensione di carica:	5V
Corrente di carica:	120 mA
Corrente di lavoro massima:	120 mA
Frequenza SME:	60-1kHz

Il set include: [vedi pagina 2, f1]

1. Dispositivo di massaggio per la zona degli occhi EMS
2. Cavo USB
3. Manuale dell'utente
4. Panno per la pulizia

Descrizione delle parti del dispositivo: [vedi pagina 2, f2]

1. Pulsante di accensione/spegnimento /cambio modalità operativa
2. Pulsante di modifica dell'intensità

Prima dell'uso

Controllare la batteria premendo a lungo il pulsante di accensione/spegnimento, se il dispositivo non si accende collegare il cavo di ricarica USB.

Come usare?

Pulsante ON-OFF/selettore di modalità

Accensione: premere a lungo il pulsante ON/OFF per 2 secondi.

Spegnimento: premere a lungo il pulsante ON/OFF per 2 secondi.

Cambio di modalità: fare clic sul pulsante di accensione per passare alla prima modalità. Fare di nuovo clic sul pulsante per passare alla seconda modalità. Un'altra pressione attiva la prima modalità (predefinita).

1. Accendi il dispositivo e indossa gli occhiali, la prima modalità di lavoro è la luce rossa lunga EMS - onda continua. Premere nuovamente il pulsante per passare alla modalità onda pulsata.
2. C'è un limite di tempo di 10 secondi nello stato di lavoro. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
3. Ricarica: il dispositivo si sta caricando collegandosi con un cavo USB, la luce rossa è accesa durante la ricarica. Quando è completamente carica, la luce diventa verde.

Il funzionamento della modalità onda continua dura 10 minuti, trascorso questo tempo il dispositivo si spegnerà.

Il funzionamento ad onda pulsata dura 10 minuti, dopodiché il dispositivo si spegnerà.

Precauzioni

- È normale che si avverta una leggera sensazione di formicolio durante l'utilizzo del dispositivo, l'intensità dipende dall'umidità della pelle, maggiore è l'umidità, più forte è la sensazione.
- Non utilizzare questo dispositivo per scopi diversi da quelli specificati nel manuale dell'utente.
- Non utilizzare il dispositivo per persone con malattie acute e croniche, febbre, malattie cardiache, gravidanza, chirurgia facciale, eruzioni cutanee, malattie del sangue, mestruazioni, persone con pacemaker, apparecchi ortodontici.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di pelle danneggiata, bocca o parti intime del corpo.
- Proteggere il dispositivo dagli urti.
- Tenere il dispositivo lontano da polvere, vibrazioni, luoghi caldi o troppo freddi.
- Se la confezione è danneggiata, assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente prima dell'uso.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di guasto, non tentare di smontare il dispositivo da soli.
- Non immergere il dispositivo in acqua, non tenerlo sotto un getto d'acqua - il dispositivo non è impermeabile.
- Utilizzare solo il cavo USB fornito con il prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e pulito.
- Tenere lontano dalle alte temperature.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Pulizia

- Pulire con un panno umido.
- Non immergere il dispositivo in acqua - non è impermeabile.

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Web del produttore all'indirizzo: [vedere pagina 2, f3]

Dydis:	139,6 * 53,5 * 37 mm
Svarstyklės:	42g
Dažnis:	0,5V
Įkrovimo įtampa:	5V
Įkrovimo srovė:	120 mA
Maksimali darbinė srovė:	120 mA
EMS dažnis:	60-1 kHz

Rinkinį sudaro: [žr. 2 psl., f1]

1. EMS akių zonos masažo aparatas
2. USB laidas
3. Vartotojo vadovas
4. Valymo šluostė

Įrenginio dalių aprašymas: [žr. 2 psl., f2]

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas /perjungti darbo režimą
2. Intensyvumo keitimo mygtukas

Prieš naudojimą

Patikrinkite akumuliatorių ilgai spausdami įjungimo/išjungimo mygtuką, jei įrenginys neįsijungia, prijunkite USB įkrovimo laidą.

Kaip naudoti?

ON-OFF mygtukas/režimo jungiklis

Maitinimo įjungimas: ilgai paspauskite ON/OFF mygtuką ir palaikykite 2 sekundes.

Išjungimas: ilgai paspauskite ON/OFF mygtuką ir palaikykite 2 sekundes.

Režimo perjungimas: spustelėkite maitinimo mygtuką, kad perjungtumėte į pirmąjį režimą. Dar kartą spustelėkite mygtuką, kad pereitumėte į antrąjį režimą. Kitas paspaudimas įjungia pirmąjį (numatytąjį) režimą.

1. Įjunkite įrenginį ir užsidėkite kaip akinius, pirmasis darbo režimas yra EMS ilga raudona šviesa - nuolatinė banga. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte į pulso bangos režimą.

2. Darbinėje būsenoje nustatytas 10 sekundžių laiko limitas. Jei per 10 sekundžių neatliekama jokia operacija, įrenginys automatiškai išsijungs.

3. Įkrovimas: įrenginys kraunamas jungiantis USB laidu, kraunant dega raudona lemputė. Kai visiškai įkrautas, lemputė užsidega žaliai.

Nepertraukiamos bangos režimo veikimas trunka 10 minučių, po šio laiko įrenginys išsijungs.

Impulsinės bangos veikimas trunka 10 minučių, po kurio laiko įrenginys išsijungs.

Atsargumo priemonės

- Normalu, kad naudojant prietaisą jaučiamas nedidelis dilgčiojimas, intensyvumas priklauso nuo odos drėgmės, kuo didesnė drėgmė, tuo jausmas stipresnis.
- Nenaudokite šio įrenginio kitiems tikslams, nei nurodyti vartotojo vadove.
- Nenaudokite prietaiso žmonėms, sergantiems ūimomis, lėtinėmis ligomis, karščiuojantiems, širdies ligomis, nėščiosioms, sergantiems veido chirurgija, odos bėrimais, kraujų ligomis, turintiems menstruacijų, žmonėms su širdies stimulatoriais, ortodontiniais aparatais.
- Nenaudokite prietaiso šalia pažeistos odos, burnos ar privačių kūno dalių.
- Saugokite prietaisą nuo smūgių.
- Saugokite prietaisą nuo dulkių, vibracijos, karštų ar per šaltų vietų.
- Jei pakuotė pažeista, prieš naudodami įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai veikia.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Gedimo atveju nbandykite patys išardyti įrenginio.
- Nenardinkite įrenginio į vandenį, nelaikykite jo po vandens srove – prietaisas nėra atsparus vandeniui.
- Naudokite tik su gaminiu pateiktą USB kabelį.

Sandėliavimas

- Prietaisą laikykite sausoje ir švarioje vietoje.
- Saugokite nuo aukštos temperatūros.
- Saugoti nuo vaikų.

Valymas

- Nuvalykite drėgna šluoste.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį – jis nėra atsparus vandeniui.

Daugiau informacijos apie gaminį rasite gamintojo svetainėje adresu: [žr. 2 psl., f3]

Velikost:	139,6 * 53,5 * 37 mm
Váhy:	42 g
Frekvence:	0,5V
Nabíjecí napětí:	5V
Nabíjecí proud:	120 mA
Maximální pracovní proud:	120 mA
Frekvence EMS:	60-1 kHz

Sada obsahuje: [viz strana 2, f1]

1. Přístroj na masáž očního okolí EMS
2. USB kabel
3. Uživatelská příručka
4. Čisticí hadřík

Popis částí zařízení: [viz strana 2, f2]

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí /přepínání provozního režimu
2. Tlačítko změny intenzity

Před použitím

Zkontrolujte baterii dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí, pokud se zařízení nezapne, připojte nabíjecí USB kabel.

Jak používat?

Tlačítko ON-OFF/přepínač režimu

Zapnutí: Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF na 2 sekundy.

Vypnutí: dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF na 2 sekundy.

Přepínání režimů: Klepnutím na tlačítko napájení přepnete do prvního režimu. Dalším kliknutím na tlačítko přejdete do druhého režimu. Dalším stisknutím aktivujete první (výchozí) režim.

1. Zapněte zařízení a nasadte si jako brýle, první pracovní režim je EMS dlouhé červené světlo - spojitá vlna. Dalším stisknutím tlačítka přepnete do režimu pulzní vlny.
2. V pracovním stavu je časový limit 10 sekund. Pokud do 10 sekund neprovedete žádnou operaci, zařízení se automaticky vypne.
3. Nabíjení: Zařízení se nabíjí připojením pomocí USB kabelu, při nabíjení svítí červená kontrolka. Po plném nabití se kontrolka rozsvítí zeleně.

Provoz režimu nepřetržité vlny trvá 10 minut, po této době se zařízení vypne.

Provoz pulzní vlny trvá 10 minut, po této době se zařízení vypne.

Opatření

- Je normální, že při používání přístroje dochází k mírnému brnění, intenzita závisí na vlhkosti pokožky, čím vyšší vlhkost, tím silnější je pocit.
- Nepoužívejte toto zařízení k jiným účelům, než které jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Nepoužívejte přístroj pro osoby s akutním, chronickým onemocněním, horečkou, srdečním onemocněním, těhotenstvím, obličejovými operacemi, kožními vyrážkami, krevními chorobami, menstruací, osobám s kardiostimulátorem, ortodontickými aparáty.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti poškozené kůže, úst nebo soukromých částí těla.
- Chraňte zařízení před nárazy.
- Udržujte zařízení mimo prach, vibrace, horká nebo příliš chladná místa.
- Pokud je obal poškozen, před použitím se ujistěte, že zařízení správně funguje.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- V případě poruchy se nepokoušejte zařízení sami rozebrat.
- Neponořujte zařízení do vody, nedržte jej pod proudem vody - zařízení není vodotěsné.
- Používejte pouze kabel USB dodaný s výrobkem.

Úložný prostor

- Skladujte zařízení na suchém a čistém místě.
- Chraňte před vysokými teplotami.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Čištění

- Otřete vlhkým hadříkem.
- Neponořujte zařízení do vody – není vodotěsné.

Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese: [viz strana 2, f3]

Velikost:	139,6*53,5*37 mm
Tehnica:	42g
Pogostost:	0,5 V
Polnilna napetost:	5V
Polnilni tok:	120 mA
Največji delovni tok:	120 mA
Frekvenca EMS:	60-1 kHz

Set vključuje: [glej stran 2, f1]

1. EMS naprava za masažo okoli oči
2. USB kabel
3. Uporabniški priročnik
4. Čistilna krpa

Opis delov naprave: [glejte stran 2, f2]

1. Gumb za vklop/izklop /preklapljanje načina delovanja
2. Gumb za spremembo intenzivnosti

Pred uporabo

Preverite baterijo z dolgim pritiskom na gumb za vklop/izklop, če se naprava ne vklopi, priključite USB polnilni kabel.

Kako uporabiti?

Gumb za vklop/izklop/stikalo za način

Vklop: Dolgo pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP za 2 sekundi.

Izklop: dolgo pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP za 2 sekundi.

Preklop med načini: Kliknite gumb za vklop, da preklopite v prvi način.

Ponovno kliknite gumb, da preidete v drugi način. Ponovni pritisk aktivira prvi (privzeti) način.

1. Vklopite napravo in si nadenite kot očala, prvi delovni način je EMS dolga rdeča luč - neprekinjen val. Ponovno pritisnite gumb, da preklopite v način pulznega vala.
2. V delovnem stanju je časovna omejitev 10 sekund. Če v 10 sekundah ne izvedete nobene operacije, se naprava samodejno izklopi.
3. Polnjenje: Naprava se polni s povezovanjem z USB kablom, med polnjenjem sveti rdeča lučka. Ko je baterija popolnoma napolnjena, lučka sveti zeleno.

Delovanje v načinu neprekinjenega valovanja traja 10 minut, po tem času se naprava izklopi.

Delovanje pulznega vala traja 10 minut, po tem času se naprava izklopi.

Previdnostni ukrepi

- Običajno je, da se pri uporabi aparata pojavi rahlo ščemenje, intenzivnost je odvisna od vlažnosti kože, višja kot je vlažnost, močnejši je občutek.
- Te naprave ne uporabljajte za namene, ki niso navedeni v uporabniškem priročniku.
- Naprave ne uporabljajte osebe z akutnimi, kroničnimi boleznimi, vročino, boleznimi srca, nosečnostjo, operacijami obraza, kožnimi izpuščaji, krvnimi boleznimi, menstruacijo, osebe s srčnimi spodbujevalniki, ortodontskimi aparati.
- Naprave ne uporabljajte v bližini poškodovane kože, ust ali intimnih delov telesa.
- Zaščitite napravo pred udarci.
- Napravo ne izpostavljajte prahu, vibracijam, vročim ali prehladnim mestom.
- Če je embalaža poškodovana, se pred uporabo prepričajte, da naprava deluje pravilno.
- Napravo hranite izven dosega otrok.
- V primeru okvare naprave ne poskušajte sami razstaviti.
- Naprave ne potaplajte v vodo, ne držite je pod curkom vode – naprava ni vodotesna.
- Uporabljajte samo kabel USB, ki je priložen izdelku.

Shranjevanje

- Napravo hranite na suhem in čistem mestu.
- Hraniti ločeno od visokih temperatur.
- Hraniti izven dosega otrok.

Čiščenje

- Obrišite z vlažno krpo.
- Naprave ne potaplajte v vodo – ni vodotesna.

Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca: [glej stran 2, f3]

Размер:	42г
Весы:	0,5 В
Частота:	5В
Напряжение зарядки:	120 мА
Зарядный ток:	120 мА
Максимальный рабочий ток:	60-1 кГц
Частота ЭМС:	В комплект входят: [см. стр. 2, f1]
139,6*53,5*37 мм	1. Устройство для массажа
области вокруг глаз EMS	
2. USB-кабель	
3. Руководство пользователя	
4. Чистящая ткань	

Описание частей устройства: [см. стр. 2, f2]

1. Кнопка включения/выключения /переключение режима работы
2. Кнопка изменения интенсивности

Перед использованием

Проверьте аккумулятор долгим нажатием на кнопку включения/выключения, если устройство не включается, подключите USB-кабель для зарядки.

Как использовать?

Кнопка ON-OFF/переключатель режимов

Включение: нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 2 секунд.

Выключение: нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 2 секунд.

Переключение режима: нажмите кнопку питания, чтобы переключиться в первый режим. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перейти во второй режим. Еще одно нажатие активирует первый (по умолчанию) режим.

1. Включите устройство и наденьте как очки, первый рабочий режим EMS длинный красный свет - непрерывная волна. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться в режим пульсовой волны.
2. В рабочем состоянии есть ограничение по времени 10 секунд. Если в течение 10 секунд не выполняется никаких действий, устройство автоматически выключается.
3. Зарядка: устройство заряжается при подключении с помощью USB-кабеля, при зарядке горит красный индикатор. При полной зарядке индикатор становится зеленым.

Работа в непрерывном режиме длится 10 минут, по истечении этого времени прибор выключится.

Работа пульсовой волны длится 10 минут, после чего устройство выключается.

Меры предосторожности

- Это нормально, что при использовании устройства ощущается легкое покалывание, интенсивность зависит от влажности кожи, чем выше влажность, тем сильнее ощущение.
- Не используйте это устройство для целей, отличных от указанных в руководстве пользователя.
- Не используйте прибор людям с острыми, хроническими заболеваниями, лихорадкой, болезнями сердца, беременными, хирургами лица, кожными высыпаниями, заболеваниями крови, менструациями, людьми с кардиостимуляторами, ортодонтическими аппаратами.
- Не используйте устройство вблизи поврежденной кожи, рта или интимных частей тела.
- Оберегайте устройство от ударов.
- Держите устройство вдали от пыли, вибрации, горячих или слишком холодных мест.
- Если упаковка повреждена, перед использованием убедитесь в исправности устройства.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- В случае неисправности не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство.
- Не погружайте устройство в воду, не держите его под струей воды - устройство не является водонепроницаемым.
- Используйте только USB-кабель, поставляемый с изделием.

Хранилище

- Храните устройство в сухом и чистом месте.
- Берегите от высоких температур.
- Храните в недоступном для детей месте.

Уборка

- Протрите влажной тканью.
- Не погружайте устройство в воду — оно не является водонепроницаемым.

Более подробная информация о продукте доступна на веб-сайте производителя по адресу: [см. стр. 2, f3]



EN: Electrical and electronic devices, as well as batteries and accumulators, must not be mixed with other household waste. This is indicated by the crossed-out trash can symbol on the packaging. Used electrical and electronic devices, batteries, and accumulators must be taken to local selective waste collection points or to the retailer, and more information can be found in your municipality. Electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators may contain hazardous substances, mixtures, and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them can lead to health hazards or environmental

pollution during further disposal or recycling.

PL: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazywać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

ES: Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las baterías y acumuladores, no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Esto se indica con el símbolo del contenedor tachado en el embalaje. Los dispositivos eléctricos y electrónicos usados, las baterías y acumuladores deben llevarse a puntos locales de recolección selectiva de residuos o al vendedor, y se puede obtener más información en su municipio. Los equipos eléctricos y electrónicos, las baterías y acumuladores pueden contener sustancias peligrosas, mezclas y componentes nocivos para el medio ambiente y la salud humana. El manejo inadecuado o el daño a ellos puede llevar a riesgos para la salud o contaminación ambiental durante la eliminación o el reciclaje posteriores.

PT: Dispositivos eléctricos e eletrónicos, bem como baterias e acumuladores, não devem ser misturados com outros resíduos domésticos. Isso é indicado pelo símbolo do lixo riscado na embalagem. Dispositivos elétricos e eletrônicos usados, baterias e acumuladores devem ser levados a pontos locais de coleta seletiva de resíduos ou ao varejista, e mais informações podem ser obtidas em seu município. Equipamentos elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter substâncias perigosas, misturas e componentes prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Manuseio inadequado ou dano a eles pode levar a riscos à saúde ou poluição ambiental durante o descarte ou reciclagem posteriores.

FR: Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets ménagers. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les appareils électriques et électroniques usagés, les piles et les accumulateurs doivent être déposés dans des points de collecte sélective locaux ou chez le revendeur, et vous pouvez obtenir plus d'informations dans votre municipalité. Les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs peuvent contenir des substances dangereuses, des mélanges et des composants nuisibles à l'environnement et à la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages causés à ces équipements peuvent entraîner des risques pour la santé ou la pollution de l'environnement lors de leur élimination ou de leur recyclage ultérieur.

DE: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermischt werden. Dies wird durch das durchgestrichene Abfallweimsymbol auf der Verpackung angezeigt. Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, Batterien und Akkumulatoren müssen an lokale Sammelstellen für getrennte Abfälle oder an den Händler zurückgegeben werden, und Einzelheiten können in Ihrer Gemeinde erfragt werden. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei weiterer Entsorgung oder dem Recycling der Geräte zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

CZ: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie a akumulátory, nesmí být míchána s ostatním domácím odpadem. Toto je znázorněno symbolem přeškrtnutého koše umístěného na obalu. Použitá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory je třeba předat do místních sběrných míst pro selektivní sběr odpadu nebo prodejci, a podrobnosti se dozvíte ve vaší obci. Elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a složky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávné zacházení s nimi nebo jejich poškození může při dalším zneškodňování nebo recyklaci zařízení vést k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

SL: Električnih in elektronskih naprav ter baterij in akumulatorjev ni dovoljeno mešati z drugimi gospodinjskimi odpadki. To označuje simbol prečrtane smetnjake na embalaži. Rabljene električne in elektronske naprave ter baterije in akumulatorje je treba oddati v lokalne točke za selektivno zbiranje odpadkov ali prodajalcu, podrobnosti pa lahko izveste v svoji občini. Električne in elektronske naprave ter baterije in akumulatorji lahko vsebujejo nevarne snovi, zmesi in sestavne dele, ki so škodljivi za okolje in zdravje ljudi. Nepravilno ravnanje z njimi ali njihova poškodba lahko pri nadaljnji odstranitvi ali recikliranju opreme povzroči škodo na zdravju ali onesnaženje okolja.

IT: I dispositivi elettrici ed elettronici, così come le batterie e gli accumulatori, non devono essere mescolati con altri rifiuti domestici. Questo viene indicato dal simbolo del cestino barrato presente sulla confezione. I dispositivi elettrici ed elettronici usati, le batterie e gli accumulatori devono essere consegnati ai punti di raccolta selettiva locali o al venditore, e per ulteriori informazioni è possibile informarsi presso il proprio comune. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori possono contenere sostanze pericolose, miscele e componenti dannose per l'ambiente e la salute umana. Un uso improprio o il loro danneggiamento può portare a rischi per la salute o all'inquinamento ambientale durante il successivo smaltimento o riciclaggio.

LT: Elektrinių ir elektroninių įrenginių, taip pat baterijų ir akumuliatorių negalima maišyti su kitomis buitinėmis atliekomis. Apie tai informuoja užbrauktas šiukšlį adėžės simbolis ant pakuotės. Naudotus elektrinius ir elektroninius įrenginius, baterijas ir akumuliatorius reikia perduoti vietiniams selektyvaus atliekų surinkimo taškams arba pardavėjui, o daugiau informacijos galite gauti savo savivaldybėje. Elektriniai ir elektroniniai įrenginiai, baterijos ir akumuliatoriai gali turėti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kenksmingų aplinkai ir žmonių sveikatai. Netinkamas elgesys su jais arba jų pažeidimas gali sukelti sveikatos sutrikimus ar aplinkos taršą per tolesnį įrangos utilizavimą ar pėrdirbimą.

RU: Электрические и электронные устройства, а также батареи и аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. Об этом информирует символ перечеркнутого мусорного бака, размещенный на упаковке. И использованные электрические и электронные устройства, батареи и аккумуляторы следует передать в местные пункты селективного сбора отходов или продавцу, а подробности можно узнать в вашей местной администрации. Электрические и электронные устройства, батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья людей. Неправильное обращение с ними или их повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды при дальнейшем утилизации или переработке оборудования.

Skrócona deklaracja zgodności

PL: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt LumiEyes Therapy Blush jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym:

EN: The manufacturer hereby declares, at its sole responsibility, that the LumiEyes Therapy Blush product complies with the Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, as well as with the Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU with regard to the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available at the following website:

DE: Der Hersteller erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass das Produkt LumiEyes Therapy Blush den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit sowie der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten entspricht, zusammen mit der delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2011/65/EU in Bezug auf die Liste der eingeschränkten Stoffe. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar:

ES: El fabricante declara por la presente, bajo su exclusiva responsabilidad, que el producto LumiEyes Therapy Blush cumple con la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, así como con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, junto con la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE en lo que respecta a la lista de sustancias restringidas. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en el siguiente sitio web:

PT: O fabricante declara, por este meio, sob sua exclusiva responsabilidade, que o produto LumiEyes Therapy Blush está em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética, assim como com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, juntamente com a Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão, de 31 de março de 2015, que altera o Anexo II da Diretiva 2011/65/UE em relação à lista de substâncias restritas. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da web:

FR: Le fabricant déclare par la présente, sous sa seule responsabilité, que le produit IllumiEyes Therapy Blush est conforme à la Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique, ainsi qu'à la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi qu'à la Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la Directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à restriction. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante :

CZ: Výrobce tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek IllumiEyes Therapy Blush je v souladu s směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o sjednocení právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek ve výrobku elektrickém a elektronickém, spolu s delegovanou směrnicí Komise (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek. Celý text prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

SL: Proizvajalec s tem izključno lastno odgovornostjo izjavlja, da je izdelek IllumiEyes Therapy Blush skladen z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2014/30/EU z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaj držav članic glede elektromagnetne skladnosti ter Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2011/65/EU z dne 8. junija 2011 o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, skupaj z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2015/863 z dne 31. marca 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2011/65/EU v zvezi z seznamom omejenih snovi. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

IT: Il produttore dichiara qui con la propria esclusiva responsabilità che il prodotto IllumiEyes Therapy Blush è conforme alla Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica e alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 concernente la restrizione dell'uso di talune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché alla Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015 che modifica l'Allegato II della Direttiva 2011/65/UE in merito all'elenco delle sostanze soggette a restrizione. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo web:

LT: Gamintojas šiuo metu savo išimtinę atsakomybę deklaruoja, kad produktas IllumiEyes Therapy Blush atitinka Europos Parlamento ir Tarybos 2014/30/ES direktyvą dėl valstybių narių teisės aktų dėl elektromagnetinės suderinamumo harmonizavimo, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos 2011/65/ES direktyvą dėl pavojingų medžiagų, kurias ribojama naudoti elektros ir elektroninėje įrangoje, taikymo, kartu su Europos Komisijos įgaliota direktyva (ES) 2015/863 iš 2015 m. kovo 31 d., kuri keičia Europos Parlamento ir Tarybos 2011/65/ES direktyvos II priedą, nustatantį ribojamų medžiagų sąrašą. Pilnas atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šioje interneto svetainėje:

RU: Производитель настоящим заявляет на свое единоличное ответственность, что продукт IllumiEyes Therapy Blush соответствует Директиве Европейского парламента и Совета 2014/30/ЕС от 26 февраля 2014 года о гармонизации законодательства государств-членов в области электромагнитной совместимости, а также Директиве Европейского парламента и Совета 2011/65/ЕС от 8 июня 2011 года об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, вместе с Директивой Комиссии (ЕС) 2015/863 от 31 марта 2015 года, изменяющей Приложение II к Директиве Европейского парламента и Совета 2011/65/ЕС в отношении перечня ограниченных веществ. Полный текст декларации о соответствии доступен по следующему веб-адресу:

<https://beautifly.eu/deklaracje>

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,

00-095 Warszawa, Polska

Model: IllumiEyes Therapy Blush